



De betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe instrumenten met topelektronica worden ten dienste van de patiënten en het verzorgende personeel gesteld. Drie seconden volstaan voor een nauwkeurig resultaat van de weging. Het einde van de weging wordt aangegeven door een piepton. De aanduiding van het gewicht blijft in het geheugen tot de volgende weging.

De toestellen worden standaard voorzien van de volgende functies:

- RESET: reset met terugstelling op 0.00 kg, zelfs met een aanwezige last (hiermee kan het nettogewicht worden verkregen)
- HOLD: vastzetting van de weergave van het gewicht tijdens heel de duur van de weging zodra deze gestabiliseerd is
- REFRESH: herhaling van de weging (HOT) zonder dat de patient van de weegschaal moet afstappen en/of stabilisering van de weergave (FST) (antitrilfunctie)
- MEM: toont het resultaat van een weging die in het geheugen zit.

Standaardvoeding via het lichtnet, maar u kunt ook kiezen voor voeding via batterij met ingebouwde krachtige lader.

Het toestel kan automatisch of manueel worden uitgeschakeld.

Eigenschappen

| | |
|------------------------------------|---|
| Vermogen / Precisie : | 200kg / 100g |
| Structuur hoofdkader : | Versterkte thermoverharde hars |
| Standaardfuncties : | RESET (tare), HOLD, REFRESH, MEM Terugstelling op nul Automatische uitschakelfunctie Onthoudfunctie van de weging Antitrilfunctie |
| Weergave : | Digitaal LCD-scherm |
| Elektronische weergave : | Op de stijl |
| Voeding : | Bloc adapter : 100-240Vac / 50-60Hz / 200mA |
| Andere uitgewerkte punten : | Hygiëne - Ergonomie - Veiligheid |
| Nuttig oppervlak : | 31 x 30 cm |
| Totale afmetingen : | 45 x 30 cm / 85 cm |
| Gewicht : | 7,5kg |
| T° / HR : | van +5 °C tot +40°C / <85%HR |
| Constructiegarantie : | 2 jaar |

Opties

| | |
|------------------------------|---|
| Vermogen / Precisie : | 250kg / 100g |
| Voeding : | batterij met ingebouwde krachtige lader |
| Meetlat : | mechanisch(120 - 200 cm) |