

"CHARLY"

300kg + HALTESTANGE
PERSONENWAAGE



CAE GOLD

Spezifikationen / Technische Eigenschaften

Wägebereich / Genauigkeit:	300kg / 100g
Grundstruktur Gestell:	Verstärkter Duroplast
Standardfunktionen:	- TARE, HOLD, HOT, FST, BMI, MEM - Nullstellung (automatisch, ...) - Drehbare Anzeige - automatische Abschaltung - Speicherung der Wiegedaten
Elektronisches Anzeigegerät:	Im Gestell integriert
Anzeige:	LCD-Digitalanzeige
Zusätzlicher Druckschalter:	Fußschalter AN/AUS
Batterie und Ladegerät:	Integriert (autonomer Betrieb: 40 Std.)
Stromversorgung (Integriert):	100-240 Vac / 50-60 Hz / 200 mA
Manövrierbarkeit:	Räder
Patientenkomfort:	Verstellbarer Haltegriff aus Metall
Weitere wichtige Merkmale:	Hygiene – Ergonomie – Sicherheit
Sehr große Wiegefläche:	48 x 37 cm
Höhe (Wiegefläche):	Nur 4 cm
Maße und Gewicht:	58 x 48 x 102 cm (L x B x H) / 22kg
T / HR Genauigkeit garantiert:	0°C ... 40°C / <85%HR
Herstellergarantie:	2 Jahre

Option

Wägebereich / Genauigkeit:	300kg / 50g < 200kg > 100g
----------------------------	----------------------------

Unter Einsatz von modernster Technologie und Materialien wie verstärktem Duroplast gelang es CAE, mit „ARNOLD“ ein Spitzenprodukt herzustellen, das in Bezug auf Ergonomie, Robustheit, Hygiene und Design den allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Der eingesetzte Kunststoff ist absolut pflegeleicht und lässt sich im Handumdrehen reinigen. An der Haltestange kann der Patient sich beim Betreten und Verlassen der Waage und auch während der Gewichtsmessung festhalten. Die Wiegeplattform ist kaum höher als der Boden, was Patienten den Aufstieg sehr erleichtert. Das Modell „CHARLY“ ist mit 2 Rädern ausgestattet und lässt sich dadurch leicht transportieren.

„CHARLY“ 300 kg ist eine sehr leistungsstarke Personenwaage, die in Bezug auf Maße und Wägebereich speziell für Patienten konzipiert wurde, die sehr korpulent sind oder an Gleichgewichtsstörungen leiden. „CHARLY“, ein Modell der Produktlinie „GOLD“ der Marke CAE, ist eine qualitative hochwertige Personenwaage für den professionellen Einsatz im medizinischen Bereich.

Zuverlässig, präzise und einfach in der Handhabung: Die neuen elektronischen Spitzenmodelle wurden an die speziellen Bedürfnisse von Patienten und medizinischen Pflegekräften angepasst. **Schon nach drei Sekunden wird ein präzises Messergebnis angezeigt und der Wiegevorgang wird durch ein „Tonsignal“ beendet.** Das Anzeigegerät ist verstellbar, so dass der Patient sein Gewicht selbst ablesen kann.

Die Geräte sind standardmäßig mit folgenden Funktionen ausgestattet:

- TARE: ermöglicht die Anzeige des Nettogewichts des Patienten, wenn dieser mit Tara gewogen wird (Patient im Rollstuhl, Baby mit Mutter usw.)
- HOLD: **HOLD: Daueranzeige des Gewichts während des gesamten Wiegevorgangs, sobald die Stabilisierung erfolgt ist**
- HOT: Neustart des Wiegevorgangs, ohne dass ein Verlassen der Waage erforderlich ist
- FST: Durchführung einer Stabilisierung (Stoßschutz)
- BMI: Berechnung und Anzeige des Body Mass Index (Körpermasseindex, KMI)
- MEM: Anzeige eines gespeicherten Wiegeresultats

Die Stromversorgung ist wahlweise mit Netzstecker (Standard) oder über die integrierte Batterie (autonomer Betrieb 10-40 Stunden) möglich; es können bis zu mehrere tausend Wägungen durchgeführt werden, bevor ein Austausch der Batterie erforderlich ist. Ein leistungsstarkes Steuerungs- und Kontrollsystem zur Batterieaufladung sorgt dafür, dass das Gerät ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen am Netz angeschlossen bleiben kann. Die Ausschaltung erfolgt manuell oder automatisch bei Batteriebetrieb. Das Basismodell ist standardmäßig mit einem Fußschalter zum An- und Ausschalten ausgestattet.

Anzeige in 50-g-Schritten bei hoher Genauigkeitsanforderung (50 g bis 200 kg, danach 100-g-Schritte)



Vertrieb:

Besuchen Sie unsere Internetseite www.cae.be

CAE 1
AT THE TOP OF PROFESSIONAL WEIGHING

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er für nützlich hält.

CE M III
Entspricht den Richtlinien CE
Nr. 90 / 384 / EWG
Nr. 93 / 42 / EWG

Hersteller : C.A.E. s.a. Trèfontaines, 9 B 6970 TENNEVILLE - BELGIEN
Tel: +32 (0) 84 45 57 70 - Fax : +32 (0) 84 45 60 77 www.cae.be e-mail : info@cae.be