



Charly 200



Dankzij de handrail (optie) kan de patiënt zich vasthouden wanneer hij op of af de weegschaal stapt, maar ook tijdens de weging.

Het plateau, dat nauwelijks hoger komt dan de grond, is voor de patiënt zeer goed toegankelijk.

De weegschaal kan probleemloos verplaatst worden dankzij het handvat in het plateau.

Elektronische Indicator

De betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe instrumenten met topelektronica worden ten dienste gesteld van de patiënten en het verzorgende personeel. Drie seconden volstaan voor een nauwkeurig resultaat van de weging. Het einde van de weging wordt aangegeven door een pieptoon. De aanduiding kan omgekeerd worden zodat de patiënt eveneens zijn gewicht kan aflezen. De aanduiding van het gewicht blijft in het geheugen tot de volgende weging.

De toestellen worden standaard voorzien van de volgende functies:

- TARE: reset met terugstelling op 0.00 kg, zelfs met een aanwezige last (hiermee kan het nettogewicht

worden verkregen)

- HOLD: vastzetting van de weergave van het gewicht tijdens heel de duur van de weging zodra deze gestabiliseerd is
- REFRESH: herhaling van de weging zonder dat de patiënt van de weegschaal moet afstappen (HOT) en/of stabilisering van de weergave (FST: antitrilfunctie)
- BMI: berekent en geeft de body mass index weer
- MEM: toont het resultaat van een weging die in het geheugen zit

De voeding via het lichtnet is in het toestel geïntegreerd en gebeurt door middel van een standaardsnoer.

Eigenschappen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Vermogen / Precisie : | 200kg / 100g |
| Structuur hoofdkader : | Versterkte thermoverharde hars + Aluminium |
| Standaardfuncties : | TARE, HOLD, HOT, FST, BMI, BSA, MEM (+ info) |
| | Terugstelling op nul |
| | Antitrilfunctie |
| | Automatische uitschakelfunctie |
| | Onthoudfunctie van de weging |
| | Herhaling van de lopende weging |
| Elektronische weergave : | Geïntegreerd in het kader |
| Weergave : | Digitaal LCD-scherm |
| Voeding : | 100-240 Vac / 50-60 Hz / 200 mA |
| Oplaadbare batterij en lader : | Geïntegreerd (autonomie 40) |
| Mobiliteit : | Geïntegreerd in het plateau |
| Andere uitgewerkte punten : | Hygiëne - Ergonomie - Veiligheid |
| Weegoppervlak / hoogte : | 40 x 33 cm / 4cm |
| Totale afmetingen : | 44 x 44 x 18 cm (LxlxH) |
| Gewicht : | 11 kg |
| T° / HR : | van 0°C tot +40°C / <85%HR |
| Constructiegarantie : | 2 jaar |

Opties

| | |
|---------------------------------------|--|
| Vermogen / Precisie : | 200kg / 50g |
| | 300kg / 100g |
| Patiëntensteun (reling) : | Metalen steunstang |
| Oplaadbare batterij en lader : | Geïntegreerd (autonomie 40 of 130 uur) |
| Bijkomende drukknop : | Voetschakelaar AAN/UIT |
| Meetlat : | 90 - 210 cm |